

OMRON

Mediclean™

オムロン音波式電動歯ブラシ メディクリーン
HT-B551/550



A Good Sense of Health

先進のオーラルケアを、みんなのものに。Mediclean.

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン音波式電動歯ブラシ HT-B551/HT-B550 ●電源電圧…AC100-240V 50/60Hz ●消費電力…約2.5W ●充電方式…電磁誘導方式 ●使用電池…ニッケル水素電池 (Ni-MH 2.4V) ●充電時間…約16時間(室温23℃にて) ●連続使用時間…約30分(室温23℃にて満充電後100g 負荷 ポケットスウィングモード時)、オートパワーオフ約3分 ●スウィングモード…オートスウィング、ポケットスウィング<HT-B551/HT-B550>、ポイントスウィング<HT-B551> ●振動数…オートスウィング<約20,000 ~ 32,500 回/分(無負荷時)>、ポケットスウィング<約27,000 回/分(無負荷時)>、ポイントスウィング<約32,500 回/分(無負荷時)> ●使用環境湿度…+5~+35℃、30~85%RH ●保管環境湿度…-20~+60℃、10~95%RH ●本体質量(ブラシ含む)…約100g ●充電器質量(電源コード・ACアダプタ・ブラシスタンド含む)…約210g<HT-B551>、約145g<HT-B550> ●本体外形寸法(ブラシ含む)…全長約246mm、最大径約30mm ●充電器外形寸法(ブラシスタンド含む)…幅約58×高さ約40×奥行き約103mm<HT-B551>、幅約53×高さ約33×奥行き約83mm<HT-B550> ●電源コードの長さ…約120cm ●付属品…トリプルクリアブラシスリム(1本)<HT-B551/HT-B550>、極細マイルドブラシスリム(1本)<HT-B551>、ロングすき間みがきブラシ(1本)<HT-B551>、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台)、取扱説明書(品質保証書付き)

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き)	166×243×70.5mm	-	380×346×280mm 10台/ケース
質量	HT-B551	約480g	約5.63kg
	HT-B550	約400g	約4.83kg



HT-B551



HT-B550

◎写真イラストはイメージです。

△ 安全に関するご注意

- 下記の方は使用しないでください。または使用を歯科医にご相談ください。
口内の感覚が敏感な方/口腔または歯周手術の直後や治療中の方/口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方/歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方
- ◎傷口を悪化させたり、けがの原因になります。
- ブラシは乳幼児の手の届かないところに置いてください。お子様だけでのご使用は避けてください。
- ◎乳幼児が飲み込む原因になります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ブラシは複数人で併用しないでください。
- ◎病原菌が感染する原因になります。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは
オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く 月~金) 9:00~19:00 ※都合によりお休みを
をいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがあります
のでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料 **0120-30-6606**
通話料無料 **FAX 0120-10-1625**

オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA207 ①ZQM ②095 ©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2009, All Rights Reserved.

歯と歯ぐきの健康を保つためには
部位ごとの「みがきわけ」が効果的 です。


歯の部位と正しい「みがきわけ」

奥歯のかみ合わせ面

ブラシを90度にあて、やや強めにかき出すようにみがきます。

歯周ポケット

歯と歯ぐきの境目の溝に毛先が届くようにして、約45度の角度で、やさしくみがきます。



奥歯の側面、前歯の表面・裏面など 歯と歯ぐきの境目

歯ぐきを傷めないよう毛先を小刻みに動かして、やさしくみがきます。




特に大切なのは 歯周ポケットへの 「45度」みがき

日本歯科大学教授
歯学博士
佐藤 聡 先生

私たちの歯は部位によって、はえ方や形状が異なり、どの歯も同じようにみがいていたのでは、プラーク（歯垢）を満足に落とすことができなったり、逆に歯ぐきを傷つける恐れがあります。そこで大切なのは、部位に合わせた「みがきわけ」と歯周ポケットへの「45度みがき」。各部位に適切なあて方、みがき方をする事で、理想的なオーラルケアが実現できます。

ご存知ですか「毛先みがき」


チカラまかせにブラッシングしても、プラーク（歯垢）は除去しにくいものです。それどころか、歯ぐきをいためる原因にもなります。私たち歯科医が推奨するのは、毛先の先端を使ってブラッシングする「毛先みがき」です。プラークは、ブラシを大きく動かすより、毛先の先端を細かく何度も動かす方が効果的に落とせます。毎日の「毛先みがき」でぜひ、歯と歯ぐきの健康を保ってください。



歯科医が薦める「みがきわけ」を自動で実現する 歯みがき「おまかセンサー」搭載。

歯みがき「おまかセンサー」とは？

「オートスウィングモード」選択時、本体に内蔵された3D加速度センサーが、みがいている部位を認識し、「毛先スウィング」を自動切り替えるので、最適な「毛先みがき」ができます。



奥歯の側面、前歯の表面・裏面など歯と歯ぐきの境目には
ワイドスウィング

ヨコ方向に振動する毛先スウィングで、歯の面についた歯垢を歯ぐきを傷めず効果的に除去します。(約20,000回/分)

歯周ポケットには
ポケットスウィング

歯周ポケットに毛先が入りやすいタテ方向のやさしい毛先スウィングで歯ぐきをいたわりながら歯垢をかき出します。(約27,000回/分)

奥歯のかみ合わせ面には
ポイントスウィング

タテ方向に振動する毛先スウィングで、歯のかみ合わせやみがきにくい部位も効果的にブラッシングします。(約32,500回/分)

※正面を向いてみがくことをおすすめします。大きくかんだり、本体をたてたりして使用すると、「おまかセンサー」が正しく機能しません。

—— マニュアルでのスウィングモード選択も可能です ——

ポケットスウィングモード



毛先がやさしく歯周ポケットに届く、タテ方向の振動でブラッシング。歯周ポケットのケアにおすすめです。

ポイントスウィングモード



毛先がタテ方向に大きく振動。歯のかみ合わせ面、歯並びの悪いところなどみがきにくい場所におすすめです。


※HT-B551のみ

さらに、オムロン独自の技術が、正しいみがき方をサポート

歯周ポケットケア


45度お知らせランプ

歯周ポケットみがきに最適な角度とされる約45度にブラシが傾くとランプが点灯してお知らせします。




45度親指ポイント

みがく部位により、右図のいずれか4カ所に親指をおくとブラシが約45度の角度になり、45度みがきが自然に実現できます。



S字デザイン

S字に湾曲した独自のデザインは、持ちやすくブラッシングもラクラク。みがきにくい奥歯や前歯の裏側にも無理なく届いて、歯垢をしっかりと落とします。



毎日使うことを考えたこだわり機能

2分みがきナビタイマー

充電器の6つのランプが20秒ごとに点灯し、みがき時間の目安をお知らせ。それぞれの部位を毎日同じ時間、同じ順序でブラッシングでき、歯垢をくまなく落とせます。※HT-B551のみ



本体水洗いOK

ブラシ部分だけでなく、本体も丸ごと水洗いOK。いつでも清潔に使えるように、お手入れしやすい設計になっています。



先進の機能で、
毎日のブラッシングを、理想的なオーラルケアへ。



Mediclean 551

オムロン音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B551

オープン価格

スウィングモード			付属ブラシ			その他の機能	
オート スウィング	ポケット スウィング	ポイント スウィング	トリプル クリア ブラシスリム	極細 マイルド ブラシスリム	ロング すき間 みがきブラシ	2分みがき ナビタイマー	



Mediclean 550

オムロン音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B550

オープン価格

スウィングモード 付属ブラシ

オート
スウィング

ポケット
スウィング

トリプル
クリア
ブラシスリム

好みや歯並びに合わせて選べる、
3つの新ブラシヘッド。[抗菌剤配合]*

※ブラシ柄部のみ



トリプルクリアブラシスリム SB-071

3種類の植毛が効果的に歯垢を除去します。
しっかりみがきたい方におすすめです。(2本入り)
(HT-B551、HT-B550に付属)

JANコード:4975479187759 オープン価格



極細マイルドブラシスリム SB-081

1穴に約150本の極細毛が歯垢をかき出します。
やさしくみがきたい方におすすめです。(2本入り)
(HT-B551に付属)

JANコード:4975479187766 オープン価格



ロングすき間みがきブラシ SB-091

歯並びが悪くてみがきづらいところや歯間などを、
1カ所ずつ丁寧にみがけます。(2本入り)
(HT-B551に付属)

JANコード:4975479187773 オープン価格



ブラシクッション付き*

歯みがき中にブラシ裏が歯に
接触したときの振動をやわらげます。

*トリプルクリア
ブラシスリム、
極細マイルド
ブラシスリムのみ